# **8** 800 511-31-83

# zakaz@avalonica.ru


Поиск товаров





• Набор из электрической зубной щетки Bitvae D2 Daily Toothbrush и портативного ирригатора C2 (4 насадки к щетке + 4 насадки к ирригатору) (D2+C2) GLOBAL, черный

# ПОЛУЧИТЬ ОПТОВЫЙ ПРАЙС



Набор из электрической зубной щетки Bitvae D2 Daily Toothbrush и портативного ирригатора C2 (4 насадки к щетке + 4 насадки к ирригатору) (D2+C2) GLOBAL, черный

**Штрихкод:** 6973734200845 **Артикул:** D2+C2 Black **Производитель:** BITVAE

Набор из зубной щетки Bitvae D2 и ирригатора Bitvae C2 – это прекрасный подарок родным и близким, который приятно подарить и самому принять в дар. Максимальная комплектация в наборе обеспечит вам защиту зубов и всей полости рта сроком до 24 месяцев.

#### Цвета в ассортименте:



ЗАПРОСИТЕ ЦЕНУ

<u>Руководство по эксплуатации</u>

<u>Руководство по эксплуатации</u>

**Описание** 

**≡** Характеристики

## ЛЁГКОСТЬ ПЁРЫШКА И СТРОГОСТЬ В ДИЗАЙНЕ

Зубная щетка Bitvae D2 выполнена в строгом и элегантном дизайне, подчеркивающий безупречный стиль, корпус щетки выполнен из качественных материалов, а лаконичная форма не нарушит эстетическую гармонию в интерьере ванной комнаты. Благодаря встроенному аккумулятору и новейшим инженерным разработкам зубная щетка D2 поразит Вас своею лёгкостью и удобством в руке, вес с насадкой составляет всего 69 грамм. Не скользящая матовая поверхность создает приятный эффект и удобство использования.





#### ОПТИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ЗАБОТА

Зубная щетка Bitvae D2 оснащена встроенным таймером на 2 минуты, который пульсирует через каждые 30 секунд, напоминая о необходимости переключения на следующий сектор зубов, в результате за 2 минуты можно полностью очистить все 4 сектора, что дает великолепную эффективность по поддержанию здоровья десен и правил гигиены зубов.

Степень защиты IPX7 защищает устройство от попадания влаги и позволяет Вам чистить зубы в душе во время водных процедур.

У зубной щетки Bitvae D2 в комплекте идут четыре насадки с щетинками средней жесткости и W-образным срезом ворса. Такой набор насадок поможет оптимально следить за гигиеной полости рта до 12 месяцев использования. Насадки с W-образным ворсом имеют закругленные щетинки и хорошо прилегают к зубам, а инновационная 3D-щетина помогает хорошо очистить зубы и налет.

## 5 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:

## ① White («Отбеливание»)

В этом режиме белый индикатор загорается напротив кнопки White («Отбеливание»), движение щетки увеличенное, а интенсивность вибрации самая сильная. Подходит для пользователей, которые предъявляют высокие требования к очищающему эффекту. Противопоказан пользователям с чувствительными зубами. Частота вибраций в минуту составляет 31000.

### ② Clean («Чистка»)

В этом режиме белый индикатор загорается напротив кнопки Clean («Чистка»), движение щетки нормальное, интенсивность вибрации средняя. Подходит для поддержания здоровья полости рта и гигиены. Частота вибраций в минуту составляет 40000.

# ③ Soft («Чувствительный»)

В этом режиме белый индикатор загорается напротив кнопки Soft («Чувствительный»), движение щетки мягкое, а интенсивность вибрации — самая низкая из пяти режимов, что подходит для пользователей с чувствительными зубами. Частота вибраций в минуту составляет 27000.

## ④ Polish («Полировка»)



В этом режиме белый индикатор загорается напротив кнопки Polish («Полировка»), движение щетки плавающее, а интенсивность вибрации динамическая. Режим подходит для полировки зубов с отбеливающим эффектом. Частота вибраций в минуту составляет от 31000 до 40000.

### ⑤ Gum care («Уход за деснами»)

В этом режиме белый индикатор загорается напротив кнопки **Gum care («Уход за деснами»)**, движение щетки плавающее, а интенсивность вибрации динамическая, мягкая. Режим с мягкой стимуляцией, предназначен для поддержания упругости и здоровья десен. Частота вибраций в минуту составляет от 27000 до 31000.

Кроме того, зубная щетка Bitvae D2 оснащена функций памяти. Данная функция запоминает последний выбранный режим и запускает его при следующем включении зубной щетки.

## ИННОВАЦИОННЫЙ И НАДЕЖНЫЙ УХОД ЗА ВАШЕЙ УЛЫБКОЙ

- В зубной щётки Bitvae D2 применяются сертифицированные материалы высокого качества:
  - Щетинки средней степени жесткости изготовлены из нейлона по сертификации компании Dupont, одной из лидеров в химической индустрии и технологического гиганта в мире, и соответствуют международному стандарту ISO 22254:2005. Данный материал прошел все необходимые испытания на устойчивость, износ и прочность, а одним из главных критериев при выборе щетинок является ее качество и долговечность; щетинки Dupont Nylon не содержат вредных веществ, таких как Бисфенол-А (ВРА), тем самым Вы можете быть уверенными, что не наносите вред своему здоровью во время чистки зубов.
  - Три насадки с щетинками средней жесткости имеют характерную форму и дизайн щетинок. Использование пучков разной длины позволяет добиться более тщательной очистки не только на трех контактах поверхности зуба, но и непосредственно в зубодесневой области.
- Насадки для зубной щетки Bitvae D2 разработаны с учетом тщательного ухода за каждой частью вашей полости рта.
- Инновационная технология посадки щетинок без использования медных наконечников исключает риск вторичного загрязнения и окисления, которое может нанести вред полости рта и исключает любое влияние металла на здоровье пользователя.
- С насадками от Bitvae Baшa улыбка получит заботливый и эффективный уход, недоступный для обычных зубных щеток, сохраняя при этом долговечность и комфорт в использовании.
- На протяжении более чем 10 лет, компания Bitvae разрабатывала и внедряла передовые технологии в отрасли, что позволило ей создать уникальное и эффективное устройство для чистки ротовой полости зубную щетку Bitvae D



## ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ

Компактный и лёгкий ирригатор Bitvae C2 идеально подойдёт для путешествий и небольших ванных комнат. Вес ирригатора с одной стандартной насадкой составляет 252 грамма.

Благодаря устойчивой поверхности ирригатора Bitvae C2 его съемный резервуар может служить подставкой для зубной щетки или местом хранения насадок для ирригатора. Аккумулятора хватит до 40 дней активного использования.

### Правила хранения и использования

Хранить в прохладном, сухом и труднодоступном месте для детей (от 8 лет). Перед использованием рекомендуется проконсультироваться со стоматологом. Используйте очищенную или кипячёную воду.



МАКСИМАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА И УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 3 РЕЖИМА РАБОТЫ:

• Soft («Минимальный»):

Для бережной чистки чувствительных десен и зубов, давление воды составляет от 2 до 4 бар, а частота пульсации воды – 650 импульсов в минуту.

• Normal («Стандартный»):

Данный режим предназначен для стандартной чистки, давление воды составляет от 3,5 до 6 бар, а частота пульсации воды – 1000 импульсов в минуту.

• High («Максимальный»):

Для людей, которые предъявляют высокие требования к чистке зубов и десен, давление воды составляет от 5 до 7 бар, а частота пульсации воды – 1400 импульсов в минуту.

Ирригатор оснащен интеллектуальным таймером на 2 минуты, после чего устройство выключается.

В комплектации к ирригатору Bitvae C2 есть 4 насадки из прозрачного ABS-пластика, чего хватит на 24 месяца активного использования.

Резервуар ирригатора Bitvae C2, ёмкостью 260 мл, выполнен в форме трапеции для удобства использования. Такой объем позволит не наполнять повторно водой и хватит для очистки. Сам резервуар с эффектом тёмного стекла, что предотвращает проникновение солнечных лучей и, как следствие, появление бактерий.

Корпус ирригатора Bitvae C2 выполнен из матового ABS-пластика с нескользящей рельефной поверхностью, а

На Уважаемые блогеры, редакторы и писатели.

ЧТ

Мы готовы **безвозмездно** предоставить наши товары для обзоров на ваших каналах и сайтах. Для принятия решения, <u>присылайте</u> информацию о вашем блоге. Условия предоставления товара(ов) зависят от конкретного канала, сайта.

Регулярное использование ирригатора вітуае си помогает предотвратить потемнение зуоов из-за частого употреоления крепкого чая, кофе, а также убирает неприятный запах и улучшает кровообращение десен.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ СТОМАТОЛОГОВ



Продукция Bitvae находится на хорошем счету в профессиональной среде и среди международных специалистов. Зубная щетка Bitvae D2 и ирригатор Bitvae C2 зарекомендовали себя как многофункциональные и комфортные инструменты для ухода за ротовой полостью. Удобная комплектация (набор из зубной щетки и этрры гатора + 8 насадок), элегантный дизайн и надёжность в работе – 30 дней без подзарядки, большое количество режимов и великолепный результат. Все эти критерии стали основными при выборе продукции tvae.

#### ТД "Авалон" © Все права защищены.

Использование, копирование материалов сайта, элементов дизайна и оформления может осуществляться лишь с разрешения правообладателя и только при наличии ссылки на сайт <u>avalonica.ru</u>. **18+** 

#### **НОВОСТИ**

## В Китае запретили сотни тысяч пауэрбанков Xiaomi и Baseus: в чем причина

26 июня 2025

#### <u>Лучшие Портативные Колонки для дома в 2025</u>

27 января 2025

### 39-я Международная выставка брендированных сувениров, мерча и корпоративных подарков.

08 августа 2024

### **ВНИМАНИЕ**

<u>Главная</u>

Новости

О компании

Условия сотрудничества

<u>Политика конфиденциальности</u>

<u>Архив товаров</u>

Карта сайта

### КОНТАКТЫ И АДРЕС

город Москва, 47 км МКАД

## Время работы:

Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: Выходной

## <u>8 800 511-31-83</u>

Отдел продаж. - нажмите 1

Для рекламных или сувенирных компаний - нажмите 2

Сервис и гарантия - нажмите 3

Письма с предложениями направляйте на offer@avalonica.ru

<u>Разработка и поддержка сайта Интернет-агентство STUDiO CHiP.</u>