

8 800 511-31-83

zakaz@avalonica.ru

Поиск товаров



[Главная](#) • [Каталог товаров](#) • [Аксессуары для жизни](#) • [Личная гигиена](#) • Портативный ирригатор Bitvae F30 Water Flosser (6 насадок) (F30) GLOBAL, белый

ПОЛУЧИТЬ ОПТОВЫЙ ПРАЙС



Портативный ирригатор Bitvae F30 Water Flosser (6 насадок) (F30) GLOBAL, белый

Штрихкод: 6973734201705

Артикул: F30 White

Производитель: BITVAE

Основное назначение ирригатора – это очистка труднодоступных и недоступных для зубной щетки поверхностей зубов. Элегантное, стильное и компактное устройство – ирригатор Bitvae F30.

Цвета в ассортименте:



ЗАПРОСИТЕ ЦЕНУ



Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Пожалуйста, если вы увидели, что в описании товара есть ошибка, или просто опечатка, то дайте нам знать. Мы обязательно исправим!

Описание

Характеристики



5 Personalized Modes

SOFT

For sensitive gums, beginner or braces

NORMAL

For daily use to fresh breath

POTENT

For clean dental plaque and prevent dental calculus

POINT

For periodontal disease

SOFT

For brace, floss when press powerful switch

4Hrs Fast Fully Charge,
70 Days Usage



Rechargeable
Li-on battery



USB Type-C
cable

70 DAYS



5 РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Различные режимы работы и гибкая настройка подойдут для каждого пользователя

Режим Soft («Минимальный»):

Для чувствительных дёсен, давление воды составляет 4-6 кгс/см² (24-47 PSI, 392-588 кПа), частота пульсации воды – 450-900 в минуту. Режим с мягкой стимуляцией, предназначен для поддержания упругости и здоровья десен. Подходит для пользователей с чувствительными деснами и зубами.

Режим Normal («Стандартный»):

Для стандартной чистки, давление воды составляет 6-8 кгс/см² (40-71 PSI, 588-785 кПа), частота пульсации воды – 750-1350 в минуту. Предназначен для чистки десен, зубов и межзубных пространств. Подходит для поддержания здоровья полости рта и гигиены.

Режим High («Максимальный»):

Для интенсивной чистки, давление воды составляет 8-11 кгс/см² (55-95 PSI, 784-1079 кПа), частота пульсации воды – 1050-1500 в минуту. Для пользователей, которые предъявляют высокие требования к чистке зубов и десен. Предназначен для очистки налета и сложных загрязнений. Не рекомендуется для пользователей с чувствительными деснами или зубами.

Режим Pulse («Пульсирующий»):

Для массажа десен, давление воды составляет 4-6 кгс/см² (55-95 PSI, 784-1078 кПа), частота пульсации воды 750-1350 в минуту. Предназначен для массажа и профилактики десен, поможет восстановить эластичность десен и сохранить здоровье зубов.

Режим Point («Точечный»):

Для точечной чистки зубов или десен, давление воды составляет 8-11 кгс/см² (24-47 PSI, 392-588 кПа), частота пульсации воды – 450-900 в минуту. В этом режиме вода подается при нажатии кнопки. Предназначен для очистки определенных зон.





ОПТИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.



Уважаемые блогеры, редакторы и писатели.

Мы готовы **бесплатно** предоставить наши товары для обзоров на ваших каналах и сайтах. Для принятия решения, присылайте информацию о вашем блоге. Условия предоставления товара(ов) зависят от конкретного канала, сайта.

[Электробритва Mijia Electric Shave Black](#)

[Головка зубной щетки SOOCAS C1 Green](#)

Пародонтологическая насадка имеет мягкий силиконовый наконечник, что поможет не травмировать десна при использовании. Данная насадка подходит для промывания десневых карманов, которые образуются при воспалении десна. При чистки необходимо перевести ирригатор на самый слабый режим («Минимальный»).

Ортодонтическая насадка имеет на конце жёсткую щетину-кисточку из прочного нейлона, длиной 5mil и по центру которой есть отверстие 1-2 мм, что помогает эффективно справляться с загрязнениями. Данная насадка предназначена для чистки брекет-систем, смывает налет и удаляет остатки пищи.



Насадка для чистки языка имеет особую форму в виде трапеции, на рабочей поверхности которой характерные рельефные точки для быстрой и эффективной чистки языка.

Правила хранения и использования:

- ТД "Авалон" © Все права защищены.
- Использование, копирование материалов сайта, элементов дизайна и оформления может осуществляться лишь с разрешения правообладателя и только при наличии ссылки на сайт.
- Хранить в прохладном, сухом и труднодоступном месте для детей.
 - Перед использованием ирригатора рекомендуется проконсультироваться со стоматологом.
 - Рекомендуется использовать очищенную или кипячёную воду.
 - Не добавлять жидкости для полоскания, зубные порошки или пасты, эфирные или ароматические масла в резервуар.

НОВОСТИ

В Китае запретили сотни тысяч пауэрбанков Xiaomi и Baseus: в чем причина

[26 июня 2025](#)

Лучшие Портативные Колонки для дома в 2025

[27 января 2025](#)

39-я Международная выставка брендированных сувениров, мерча и корпоративных подарков.

[08 августа 2024](#)

ВНИМАНИЕ

[Главная](#)

[Новости](#)



[О компании](#)

[Условия сотрудничества](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Архив товаров](#)

[Карта сайта](#)

КОНТАКТЫ И АДРЕС

город Москва, 47 км МКАД

Время работы:

Пн - Пт: с 9:00 до 19:00

Сб - Вс: Выходной

8 800 511-31-83

Отдел продаж. - нажмите 1

Для рекламных или сувенирных компаний - нажмите 2

Сервис и гарантия - нажмите 3

Письма с предложениями направляйте на offer@avalonica.ru

Разработка и поддержка сайта Интернет-агентство STUDiO CHiP.

